

# Kupffer 细胞 Kupffer Cells

# (可贴壁,Cat# LV- Kup001/2/3/4)

(仅用于科学研究)

为确保实验人员安全及生物安全,请在接触本产品及 其废弃物时佩戴防护口罩、乳胶手套以及防护眼罩(复苏时)等必要的防护用品,严格按照本说明书操作,实验结 束后所产生的废弃物按照国家、省、市级相关法律法规, 进行无害化处理,确保生物安全。

#### I 简介

肝 Kupffer 细胞(Kupffer cell)在肝脏的生理功能和病理机制的发生中扮演重要的角色,成为近年来肝脏研究的热点。本产品采用胶原酶灌注消化法分离自健康肝脏,保留了细胞在体内的生物活性;通过 Percoll 梯度离心除掉了其它肝脏细胞,再经过差速贴壁法,具有较高纯度(>70%)。经检测无细菌、真菌、放线菌等污染,细胞活力高(复苏活率>80%,新鲜铺板活率>95%)。公司可个性化定制原代细胞,满足不同客户的需求。


#### II 试剂与材料

- ➤ 肝 Kupffer 细胞(Cat# LV- Kup001/2/3/4)
- ▶ 肝 Kupffer 细胞培养基(Cat# LV-KuPM001)
- ➤ 培养板 (TC-treated)
- ➤ 无菌 15ml 离心管
- ▶ 一次性移液管
- ▶ 37°C/5%CO₂培养箱
- ▶ 移液枪
- ▶ 恒温水浴锅(37℃预热)
- ▶ 冷冻水平离心机(带水平转子,可离心 15ml 离心管)
- ▶ 生物安全柜
- ▶ 宽口移液枪头
- ▶ 75%酒精

重要提示:解冻时,冻存细胞转移必须使用液氮 转移;在整个复苏实验过程中必须全程使用宽口 枪头。

#### III 细胞的复苏与铺板

- 1. 肝 Kupffer 细胞培养基放入 37℃恒温水浴锅中充分 预热。
- 将冻存的肝 Kupffer 细胞从冷藏位置通过液氮迅速 转移至 37℃恒温水浴锅中。将冻存管尽可能多的浸 入 37℃水中,顺时针水平摇动,但必须确保冻存管



管盖保持在水面以上。

- 3. 解冻冻存管约 90~120s, 至冻存管中只有少量碎冰漂浮即可。
- 4. 用 75%酒精消毒冻存管,并将其转移到生物安全柜。
- 5. 用宽口枪头将细胞重悬(轻轻吹打 2 次),并转移 至含15ml 预热培养基的 15ml 离心管中(注意:冻 存管与枪头上残留细胞,可用 1ml 复苏培养基润洗 冻存管与枪头)。
- 6. 将细胞逐滴加入预热培养基中,最后轻微上下颠倒3 次混匀。
- 7. 600g, 4℃离心 5min, 去上清并用培养基重悬。
- 8. 沉淀的细胞用肝 Kupffer 细胞培养基重悬并定容至 4ml,用台盼蓝排除法测定细胞的活力和细胞总量。
- 9. 将细胞按 3×10<sup>4</sup>cells/cm<sup>2</sup>接种至 TC 处理培养板中。 摇匀,在 37℃/5%CO<sub>2</sub>培养箱中培养,24h 后换液。

#### IV 细胞培养与传代

- 1. 细胞融合度达到80%时可进行传代。
- 2. 提前将培养基、PBS、胰酶放入 37℃水浴锅内预热, 用 75%酒精擦拭后再放入超净台内。
- 3. 吸除旧培养液,加少量 PBS 润洗细胞,加入适量胰酶,使加入的胰酶能盖住细胞,37℃孵育,约 2~3min 后显微镜下观察。
- 4. 待贴壁细胞间间隙变大、细胞趋于圆形但还未漂起时弃去胰酶,加入新鲜培养基,晃动细胞板,终止胰酶作用,用吸管小心吹打贴壁的细胞,制成细胞悬液(控制吹打的力度,避免产生大量的气泡)。
- 5. 600g, 室温离心 5min, 去上清并用肝 Kupffer 细胞培养基重悬。
- 6. 将细胞悬液按 3×10⁴cells/cm² 接种到新的 TC 处理培养瓶/板内,置 37℃/5%CO₂ 培养箱中培养,隔天观察贴壁生长情况。

## V 关于售后

如您发现产品有任何质量问题,请您收集原始数据, 并第一时间联系公司销售或者技术支持,公司安排人员 保证售后。每个实验室条件不同,操作人员习惯不同, 熟练程度不一样,实验失败存在客观因素。如未严格按



照说明书操作、超过售后时限,公司不做售后,请老师 理解与支持。

售后有效期与提供的原始数据:

复苏问题:立刻报告异常;提供台盼蓝染色或者 AO/PI 染色。

污染问题:复苏96小时以内;提供相差显微镜照片。

纯度问题:一个月内;提供免疫荧光或者流式结果。

## VI 联系电话

公司电话: 0755-28284050

技术支持: 19902901483 (周博士)