

人血清白蛋白

Human serum albumin

LV-HSA001

(仅用于科学研究)



I 简介

人血清白蛋白可以运输脂肪酸、胆色素、氨基酸、类固醇激素、金属离子和许多治疗药物分子等，调节血液的胶体渗透压，16%的含氮量常用于蛋白含量检测的标准。自由的疏水区使得无脂肪酸的白蛋白可用于组织细胞培养时脂类的增溶。本公司该产品属于医药原料级分装，高纯度、安全、适合细胞培养。

II 产品信息

储存条件	溶液 2°C - 8°C 结晶或冻干粉 -20°C ~ -5°C 储存 远离氧化剂，避光防潮密闭干燥
纯度	96~99% (琼脂糖凝胶电泳)
外观 (性状)	白色结晶或冻干粉或溶液
杂质	HIV I 和 HIVII, HCV 和 HBsAg, 检测为阴性
溶解	200mg/4mL 水，澄清或微浑浊，浅黄色或黄褐色溶液
有效期	24 月

V 联系方式

公司电话：0755-28284050

技术支持：19902901483 (周博士)

III 注意事项

- 1、粉末需要配置成溶液，0.22 μm 过滤除菌后使用。
- 2、本品为医药原料级人血清白蛋白，但不能用于治疗、诊断等，仅用于科学研究。